



EP/ERP package

誘発電位 / 事象関連電位



P300

意思決定の過程で誘発されるERPコンポーネント



VN400

文脈の中に意味のある言葉が視覚的に含まれていることに誘発されるERPコンポーネント



GONOGO

脳波による視覚対象の機能的接続性の空間的複雑性に関する決定のばらつきテスト



Mathematics

数学的問題を解く過程での脳の反応のテスト



EPCT

繰り返される活動に集中する能力を評価するためのテスト



VCPT


視覚刺激に集中する能力を評価するためのテスト



VCPTテスト




P300プロトコル



GONOGOテスト

組み立て図



このボックスに含まれるもの

- ・ 5mUSBケーブル付きASTIM聴覚刺激装置
- ・ ERヘッドホン
- ・ ERキーボード
- ・ VGASENS光トリガーセンサ
- ・ 脳波アンプNVXに接続するためのトリガーケーブル
- ・ ユーザーマニュアル
- ・ ソフトウェアライセンス

EP/ERP packageは、NEUROVISITORシステムのオプションです。
EEGアンプNVX36/ NVX52はEP/ ERPpackageに含まれていません。

インストールにはWindows10 64ビット以上のPCが必要です。



YouTubeでのビデオインストラクション

日本総代理店 イーストメディック株式会社

製造元 Medical Computer Systems Ltd.

本社 〒920-0062 石川県金沢市割出町702-2
TEL:076-239-4761 / FAX:076-239-1771
URL: <http://www.east-medica.jp>

